


Anti-Phospho-P38 Mapk (T180) 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q16539 / P53778 / Q15759

품목 번호: CM0001036



소개

인산화된 p38 MAPK (Thr-180)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 반응성을 보입니다. 스트레스 활성화 MAP 키나제 신호 전달, 염증 및 세포사멸 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p38 MAPK-T180 Rabbit mAb
비고/별칭	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180
종	인간
GeneID (인간)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
면역원	인간 p38 MAPK (NP_620581.1)의 T180 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백