


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

품목 번호: CM0001072



소개

티로신 182 (Y182)에서 인산화된 p38 MAPK (MAPK14)에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 스트레스 및 염증 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit mAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1432
GeneID	1432
면역원	합성 펩타이드 사람 p38 MAPK (NP_620581.1)의 Y182 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백