


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16539

품목 번호: CM0002001



소개

Y182에서 인산화된 p38 MAPK를 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 단일클론 항체; WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 랫드 MAPK14 (Q16539)를 검출하며, 이는 스트레스, 염증 및 세포사멸 신호전달에서 핵심 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit mAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
종	인간
유전자 ID (인간)	1432
면역원	인간 MAPK의 Y182 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩