


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

품목 번호: CM0000713



소개

인산화된 p38 MAPK(Tyr182)를 표적으로 하는 고특이성 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증됨. 스트레스 및 염증 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit pAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
종	인간
GeneID (Human)	1432
GeneID	1432
면역원	합성 펩타이드: 인간 MAPK의 Y182 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_620581.1)
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백