


Western Blot, If/Icc, Elisa용 Anti-Phospho-P53-S15 폴리클로날 항체 - P04637

품목 번호: CM0000917



소개

Ser15에서 인산화된 p53에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체. Western blot, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 DNA 손상 반응, 세포사멸, 세포 주기 조절 연구용.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-S15 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
종 특이성	인간
GeneID (human)	7157
GeneID	7157
면역원	합성 펩타이드: 인간 p53 (NP_000537.3)의 S15 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백