


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-P53-S315 폴리클로날 항체 - P04637

품목 번호: CM0001375



소개

Ser315에서 인산화된 p53을 특이적으로 인식하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포자멸, 세포 주기 및 종양 억제제 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-p53-S315 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S315
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7157
GeneID	7157
면역원	합성 펩타이드: 사람 p53 (NP_000537.3)의 S315 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)