


Anti-Phospho-P53 (S33) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

품목 번호: CM0001860



소개

Phospho-p53-S33 Rabbit pAb은 인간, 마우스 및 쥐의 Ser33에서 인산화된 p53의 내인성 수준을 검출합니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합하며, p53 매개 세포 주기 억제, 세포자멸(apoptosis) 및 종양 억제 신호를 연구하는 데 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Phospho-p53-S33 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7157
유전자 ID	7157
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 / 인간 p53 (NP_000537.3)의 S33 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백