


## Anti-인산화-P53-S392 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0000927



### 소개

인산화-p53-S392 토끼 다클론 항체 (P04637)는 WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐 시료에 적합하며 암 연구에서 p53 신호 전달, 세포 사멸 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화-p53-S392 토끼 pAb                                      |
| 비고/별칭       | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 인산화-p53-S392              |
| 종           | 사람                                                       |
| GeneID (사람) | 7157                                                     |
| GeneID      | 7157                                                     |
| 면역원         | 합성 인산화 펩티드: 사람 p53 (NP_000537.3)의 S392 부위 주변의 합성 인산화 펩티드 |
| 기원          | 토끼                                                       |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                   |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                                                |
| SWISS       | P04637                                                   |
| 단백질 분자량     | 44kDa                                                    |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                    |