


Anti-Phospho-P53 (Ser15) 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P04637

품목 번호: CM0001774



소개

인간 phospho-p53 (Ser15)에 대한 KO 검증 완료 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 p53과 교차 반응합니다. 암 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Phospho-p53-S15 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
종	인간
유전자 ID (인간)	7157
유전자 ID	7157
면역원	인간 p53의 S15 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04637
단백질 무게	44 kDa
배송	아이스팩