


Anti-Phospho-P53 (T55) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P04637

품목 번호: CM0001095



소개

Phospho-p53-T55 Rabbit mAb (Cat. AP0986)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 p53의 Thr55에서 인산화된 형태를 특이적으로 검출하여 p53 활성화 및 종양 억제 메커니즘 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-p53-T55 Rabbit mAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T55
종	사람
GeneID	7157
면역원	사람 p53 (P04637)의 T55 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩