


Anti-Phospho-P53 (T81) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04637

품목 번호: CM0001836



소개

Thr81에서 인산화된 p53을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 쥐에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자멸사, 세포주기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-p53-T81 Rabbit pAb
비고/별칭	P53, BCC7, LFS1, BMFS5, TRP53, Phospho-p53-T81
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	인간 TP53 (NP_000537.3)의 T81 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백