


Wb 및 Elisa용 항인 P-P70 S6 키나아제 1-S371 토끼 다클론 항체 - P23443

품목 번호: CM0000752



소개

Ser371에서 인산화된 p70 S6 키나아제 1을 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐 RPS6KB1과 반응합니다. mTOR 신호 전달 및 번역 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-P-p70 S6 키나아제 1-S371 토끼 pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6KI; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
종	인간
GeneID (인간)	6198
GeneID	6198
면역원	인간 RPS6KB1 (NP_001258989.1)의 S371 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩