


Anti-Phospho-P70 S6 Kinase 1 (Ser371) Rabbit Pab For Wb And Elisa - P23443

품목 번호: CM0000427



소개

인간 Ser371에서 인산화된 p70 S6 Kinase 1을 특이적으로 인식하는 고친화 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 59 kDa 밴드를 검출합니다. mTOR 신호 전달 및 세포 성장 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371 Rabbit pAb
비고/별칭	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
종	Human
GeneID (Human)	6198
GeneID	6198
면역원	Synthetic peptide: A synthetic phosphorylated peptide around S371 of human P70S6K1 (NP_001258989.1)
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P23443
단백질 분자량	59kDa
배송	Ice bag