


## Wb 및 Elisa용 항인 Pak1/2/3 (S144/S141/S139) 인산화 토끼 단클론 항체 - Q13153 / Q13177 / O75914

품목 번호: CM0001673



### 소개

PAK1 (S144), PAK2 (S141), PAK3 (S139)을 인식하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었으며, 세포사멸, 세포골격 및 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 제품명        | 인산화 PAK1/2/3-S144/S141/S139 토끼 단클론 항체 |
| 비고/별칭      | PAKalpha; 인산화 PAK1/2/3-S144/S141/S139 |
| 종          | 인간                                    |
| 유전자ID (인간) | 5058/5062/5063                        |
| 유전자ID      | 5058/5062/5063                        |
| 면역원        | 인간 PAK1 (Q13153)의 S144 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 기원         | 토끼                                    |
| 카테고리       | 인산화 항체                                |
| 적용 분야      | WB, ELISA                             |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                           |
| SWISS      | Q13153/Q13177/O75914                  |
| 단백질 분자량    | 65kDa                                 |
| 배송 방식      | 아이스팩                                  |