


Wb, Elisa용 항인 포스포팍실린(Y118) 토끼 단클론 항체 - P49023

품목 번호: CM0001817



소개

포스포팍실린(Tyr118)에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 초점 부착 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	포스포팍실린-Y118 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PXN; 팍실린; Phospho-Paxillin-Y118
종	인간
유전자 ID (인간)	5829
면역원	인간 팍실린(Y118) 주변의 합성 인산화 펩티드 (P49023)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49023
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스 팩