

Anti-Phospho-Pdgfr Alpha-Y754 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16234

품목 번호: CM0001694



소개

Tyr754에서 PDGFR alpha를 표적하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. Tyr754에서 인산화된 경우에만 내인성 PDGFR alpha 수준을 검출합니다. 인간에 반응합니다. PDGF 신호 전달 및 종양학 연구에 유용합니다. 예상 분자량은 123 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-PDGFR alpha-Y754 Rabbit pAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y754
종	인간
유전자 ID	5156
면역원	인간 PDGFRA (NP_006197.1)의 Y754 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백