


Anti-Phospho-Pdgfrb (Y1021) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P09619

품목 번호: CM0000765



소개

인간, 마우스 및 쥐 샘플의 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에서 검증된 Y1021에서 인산화된 PDGFRB를 검출하는 토끼 다클로날 항체입니다. 혈관 생물학 및 암 연구에서 PDGF 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-PDGFRB-Y1021 Rabbit pAb
비고/별칭	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y1021
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5159
유전자 ID	5159
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 Phospho-PDGFRB-Y1021 (NP_002600.1)의 Y1021 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P09619
단백질 분자량	124kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)