

Anti-Phospho-Pdha1-S293 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P08559

품목 번호: CM0000892



소개

인산화된 PDHA1(세린 293)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증이 완료되었으며, 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PDHA1-S293 토끼 pAb
비고/별칭	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
종	인간
유전자 ID (인간)	5160
유전자 ID	5160
면역원	합성 펩타이드 / 인간 PDHA1 (NP_000275.1)의 S293 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08559
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백