

Wb, If/Icc, Elisa용 항포스포-Pi3 키나아제 P55-감마 (Pik3R3) 토끼 단클론 항체 - Q92569

품목 번호: CM0001251

소개

Y199 위치에서 인산화된 PI3 키나아제 p55-감마 (PIK3R3)에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응합니다. 인슐린 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-PI3 키나아제 p55-Y199 토끼 mAb
비고/별칭	PIK3R3; 포스포-PI3KP55γ-Y199
종	인간
GeneID (인간)	8503
GeneID	8503
면역원	인간 PI3 키나아제 p55 (NP_001107644.1)의 Y199 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q92569
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩