


Anti-Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-S339 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P17612

품목 번호: CM0000437



소개

인간 샘플(WB, IP, ELISA 검증)에서 인산화된 Ser339 부위의 PKA C-alpha를 타겟으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. cAMP 의존성 신호 전달, 세포 주기 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339 Rabbit pAb
비고/별칭	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	5566
Gene ID	5566
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1)의 S339 부위 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P17612
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스팩