


Anti-Phospho-Pkc Alpha (S319) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P17252

품목 번호: CM0000828



소개

S319에서 인산화된 PKC alpha를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체, WB 및 ELISA용; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 신호전달, 암, 심혈관 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC alpha-S319 Rabbit pAb
비고/별칭	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alpha, Phospho-PKC alpha-S319
종	인간
유전자 ID (인간)	5578
면역원	인간 PKC alpha (NP_002728.2)의 S319 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩