


Wb, Elisa용 항인 Pkc 알파-T638 인 포스포 토끼 단일클론 항체 - P17252

품목 번호: CM0001410



소개

Thr638에서 인산화된 인간 PKCα를 인식하는 포스포 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 이상적이며 암, 세포자멸사 및 심혈관 신호 전달 연구에서 PKCα 활성화의 정밀한 분석을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-PKC 알파-T638 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
종	인간
유전자 ID (인간)	5578
유전자 ID	5578
면역원	합성 펩타이드 인간 PKC 알파의 T638 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17252
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩