


Wb, Elisa용 항인 Pkc 델타-S645 인산화 토끼 다클론 항체 - Q05655

품목 번호: CM0001762



소개

S645에서 인산화된 PKC δ 를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB와 ELISA로 검증되었습니다. 세포사멸 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PKC 델타-S645 토끼 pAb
비고/별칭	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
종	인간
유전자 ID	5580 (인간)
면역원	인간 PKC 델타 (NP_006245.2)의 S645 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05655
단백질 분자량	78kDa
배송 방식	아이스백