


항인-Pkc 델타 인(T505) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q05655

품목 번호: CM0001442



소개

인간 PKC 델타 인-T505 인을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 세포사멸, 세포주기 및 암 신호 전달의 핵심 키나아제인 PKC 델타 인(PRKCD, nPKC-델타 인)의 인산화 부위 T505를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-PKC 델타 인-T505 토끼 pAb
비고/별칭	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-델타 인; 인-PKC 델타 인-T505
종	인간
GeneID (인간)	5580
GeneID	5580
면역원	인간 PKC 델타 인(NP_006245.2)의 T505 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q05655
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩