

Wb 및 Elisa용 항인 Pkc 뮤(S744/748) 인산화 토끼 다클론 항체 - Q15139

품목 번호: CM0001245

소개

Ser744/748 부위에서 인산화된 PKC mu/PRKD1에 특이적인 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐 및 쥐 시료의 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. PKC mu 신호 전달 및 인산화 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-PKC mu-S744/748 토끼 pAb
비고/별칭	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
종	사람
GeneID (사람)	5587
GeneID	5587
면역원	생쥐 PKC mu(NP_032884.2)의 S744 및 S748 주변 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15139
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩