

Anti-Phospho-Pkc Mu-S910 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15139

품목 번호: CM0001684

소개

인간 세포의 WB 및 ELISA에서 검증된 인산화 PKC mu (S910)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. PKD/PRKD1 매개 신호 전달, 골지체(Golgi) 기능 및 관련 병리학적 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC mu-S910 Rabbit pAb
비고/별칭	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S910
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	5587
면역원(Immunogen)	인간 PKC mu (NP_002733.2)의 S910 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q15139
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)