


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Gamma)-T514 Rabbit Pab For Wb And Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

품목 번호: CM0001019



소개

PKC pan 아이소폼(알파, 베타, 델타, 엡실론, 감마, 에타, 세타)의 인산화된 T514에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플을 사용한 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 신호 전달, 암 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 Rabbit pAb
비고/별칭	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
종	인간
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
단백질 분자량	59-67kDa/74-83kDa
배송	아이스백