


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

품목 번호: CM0000779



소개

βII Ser660에서 인산화된 PKC

알파/베타/델타/엡실론/에타/세타를 인식하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. PKC 신호 전달, 종양학 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC (pan) (βII Ser660) Rabbit mAb
비고/별칭	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (βII Ser660)
종	인간
유전자 ID (인간)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
유전자 ID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
단백질 분자량	59kDa/67kDa/74-83kDa
배송	아이스백