


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 Rabbit Pab - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

품목 번호: CM0000998



소개

T410 인산화된 PKC zeta 및 pan-PKC 이소형을 표적하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체; 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신호 전달 및 종양학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410 Rabbit pAb
비고/별칭	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
면역원	합성 펩타이드 사람 PRKCZ (NP_002735.3)의 T410 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
단백질 분자량	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)