

Anti-Phospho-Pkc Zeta-T560 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q05513

품목 번호: CM0000699

소개

PKC zeta의 Thr560을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 인간 단백질을 검출하며 쥐(Rat)와 교차 반응함. 세포 극성, NF-kB 활성화 및 인슐린 반응에서의 PKC zeta 신호 전달 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                 |
| 제품명         | Phospho-PKC zeta-T560 토끼 단일클론 항체 (mAb)            |
| 비고/별칭       | PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560             |
| 종(Species)  | 인간(Human)                                         |
| 유전자 ID (인간) | 5590                                              |
| 유전자 ID      | 5590                                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 PKC zeta(Q05513)의 T560 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 출처          | 토끼                                                |
| 카테고리        | 인산화 항체                                            |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 쥐(Rat)                                            |
| SWISS       | Q05513                                            |
| 단백질 크기      | 68 kDa                                            |
| 배송          | 아이스팩                                              |