

항인 Pkr/Eif2Ak2-T446 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P19525

품목 번호: CM0000797



소개

인산화된 PKR/EIF2AK2(Thr446)에 특이적인 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능하며 인간/쥐 표적 단백질을 검출합니다. 선천면역, 항바이러스 반응, 키나아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 PKR/EIF2AK2-T446 토끼 다클론 항체
비고/별칭	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
종	인간
유전자ID (인간)	5610
유전자ID	5610
면역원	합성 펩타이드
생산기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19525
단백질 분자량	62kDa
배송 방법	아이스백