


Wb용 항인산화 Plc 감마 1 (Plcg1)-Y783 토끼 단클론 항체 - P19174

품목 번호: CM0001360



소개

Tyr783에서 인산화된 PLC 감마 1을 인식하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 교차반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. RTK 신호전달 및 세포이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 PLC 감마 1 (PLCG1)-Y783 토끼 mAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; 인산화 PLC 감마 1 (PLCG1)-Y783
종	인간
GeneID (인간)	5335
GeneID	5335
면역원	인간 인산화 PLC 감마 1 (PLCG1)-Y783 (NP_877963.1)의 Y783 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스백