


## Anti-Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P16885

품목 번호: CM0001409



### 소개

인간 PLC gamma 2 (PLCG2)의 Y759 인산화 부위에 특이적인 인산화 특이적 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 막 라프트 및 면역 세포 기능에서 매개되는 PLCG2 신호 전달을 조사하는 데 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit mAb                          |
| 비고/별칭                    | FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 |
| 종(Species)               | Human                                                                |
| GeneID                   | 5336                                                                 |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)의 Y759 부위 주변 합성 인산화 펩타이드         |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                               |
| 카테고리                     | 인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)                                   |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human                                                                |
| SWISS                    | P16885                                                               |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 148kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩 (Ice bag)                                                      |