


Anti-Phospho-Plcg2 (Y1217) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P16885

품목 번호: CM0000679



소개

Phospho-PLCG2 (Y1217) 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 PLC-감마-2와 반응합니다. B-세포 수용체 및 Fc 수용체 신호 전달 경로에서의 티로신 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLC 감마 2 (PLCG2)-Y1217 Rabbit mAb
비고/별칭	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-감마-2
종	마우스
유전자 ID (인간)	5336
면역원	인간 PLC 감마 2 (PLCG2)의 Y1217 주변 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16885
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스백