


Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Plk1-T210 토끼 단일클론 항체 - P53350

품목 번호: CM0000858



소개

Thr210에서 인산화된 인간 PLK1에 대한 토끼 단일클론 항체. 합성 인산화 펩타이드 면역원을 사용하여 생성되었습니다. Western blot 및 ELISA를 이용한 세포 주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLK1-T210 토끼 mAb
비고/별칭	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
종	인간
유전자 ID	5347 (인간)
면역원	인간 PLK1(P53350)의 T210 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P53350
단백질 무게	68 kDa
배송	아이스팩