


Wb, Ip, Elisa용 인산화-Polr2A Ctd-S2 다클로널 항체 - P24928

품목 번호: CM0000948



소개

CTD 반복 서열(YSPTSPS)의 Ser2에서 인산화된 인간 POLR2A를 인식하는 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역침전, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5430
유전자 ID	5430
면역원	합성 펩타이드 인간 POLR2A CTD 반복 서열 YSPTSPS의 S2 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)