


Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P24928

품목 번호: CM0001299



소개

고품질 anti-phospho-POLR2A CTD-S5 토끼 폴리클로날 항체는 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 폴리머라제 II CTD Ser5 인산화를 표적으로 하며, 전사 조절 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
종	인간
유전자 ID (인간)	5430
유전자 ID	5430
면역원	합성 펩타이드: 인간 POLR2A CTD 반복 서열 YSPTSPS의 S5 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드.
원산지	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백