


Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용 항인 Ppolr2A Ctd-S7 토끼 Pab - P24928

품목 번호: CM0000708



소개

POLR2A의 CTD Ser-7 인산화를 표적으로 하는 인 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA, ChIP에 대해 검증되었습니다. Pol II 전사 조절 및 RNA 처리 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-POLR2A CTD-S7 토끼 pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
종	사람
GeneID (사람)	5430
면역원	사람 POLR2A CTD 반복 YSPTSPS의 S7 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백