

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인-Ppp1Ca 인(T320) 토끼 다클론 항체 - P62136

품목 번호: CM0000476



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인산화된 PPP1CA (Thr320)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 래트와 반응합니다. PP1α 촉매 소단위 인산화 및 포스파타아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인-PPP1CA-T320 토끼 pAb
비고/별칭	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; 인산화-PPP1CA-T320
종	사람
유전자ID (사람)	5499
유전자ID	5499
면역원	사람 PPP1CA (NP_002699.1)의 T320 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P62136
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백