


Anti-Phospho-Ppp1R12A (S507) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14974

품목 번호: CM0001861



소개

인간 PPP1R12A (MYPT1)의 Ser507를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미오신 인산가수분해효소 조절 및 평활근 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-PPP1R12A-S507 Rabbit pAb
비고/별칭	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4659
GeneID	4659
면역원	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14974
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백(Ice bag)