


Anti-Phospho-Ppp1R12A (T853) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O14974

품목 번호: CM0001046



소개

PPP1R12A (MYPT1)의 인산화 T853에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. 미오신 포스파타제 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PPP1R12A-T853 Rabbit pAb
비고/별칭	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-T853
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4659
GeneID	4659
면역원	사람 PPP1R12A (NP_002471.1)의 T853 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	O14974
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩