


Anti-Phospho-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P67775 / P62714

품목 번호: CM0000532



소개

Y307에서 인산화된 PPP2CA/PPP2CB를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. PP2A 매개 신호 전달, 세포 주기 조절 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Rabbit pAb
비고/별칭	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5515/5516
유전자 ID	5515/5516
면역원	합성 펩타이드: 사람 PPP2CA/PPP2CB (NP_001009552.1)의 Y307 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P67775/P62714
배송	아이스백