

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Pten-S380/T382/T383 Rabbit Monoclonal Antibody - P60484

품목 번호: CM0001402



소개

Phospho-PTEN-S380/T382/T383 rabbit monoclonal antibody는 S380/T382/T383에서 인산화된 내인성 PTEN을 검출합니다. 인간, 마우스, 래트 반응성을 가진 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. PI3K-AKT 경로 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
비고/별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
종	인간
GeneID (인간)	5728
GeneID	5728
면역원	인간 Phospho-PTEN-S380/T382/T383 (NP_000305.3)의 S380 및 T383 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60484
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백