

Anti-Phospho-Pten (Ser380) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P60484

품목 번호: CM0000651



소개

인간 PTEN의 S380 주변 합성 인산화 펩타이드에 대해 제작된 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 랫드의 S380에서 인산화된 PTEN을 검출합니다. PI3K/AKT 신호 전달 및 종양 억제에서의 PTEN 인산화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-PTEN-S380 Rabbit pAb
비고/별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
종	인간
유전자 ID (인간)	5728
유전자 ID	5728
면역원	인간 PTEN (NP_000305.3)의 S380 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P60484
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백