


Anti-Phospho-Ptk2B (Y402) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

품목 번호: CM0001514



소개

티로신 402에서 인산화된 PTK2B에 특이적인 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 PTK2B를 검출합니다. 인테그린 신호전달, 세포 이동, 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PTK2B-Y402 Rabbit pAb
비고/별칭	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
종	인간
GeneID (인간)	2185
GeneID	2185
면역원	합성 펩타이드: 인간 PTK2B (NP_004094.3)의 Y402 주위 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14289
단백질 분자량	116kDa
배송	얼음팩