

Wb, Elisa용 항포스포-Ptpa-Y789 다클론 항체 - P18433

품목 번호: CM0000507



소개

WB 및 ELISA용 고품질 토끼 유래 항포스포-PTPRA-Y789 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 PTPRA와 교차 반응합니다. 인테그린 매개 국소 부착 및 세포 연결 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	포스포-PTPRA-Y789 토끼 pAb
비고/별칭	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalph; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
종	인간
유전자ID (인간)	5786
유전자ID	5786
면역원	인간 PTPRA (NP_543030.1)의 Y789 부위 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18433
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 팩