

Anti-Phospho-Raf1 (S259) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P04049

품목 번호: CM0000442



소개

토끼 폴리클론 항체는 Ser259에서 인산화된 Raf1을 특이적으로 인식합니다. 인간 샘플에서 WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. MAPK 신호 전달, 세포자멸사, 발암성 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Raf1-S259 Rabbit pAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
종	인간
GeneID	5894
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Phospho-Raf1-S259 (NP_002871.1)의 S259 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백