

Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Raf1-S621 토끼 단일클론 항체 - P04049

품목 번호: CM0000569



소개

세린 621에서 인산화된 인간 Raf1 (c-Raf)을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며; 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 신호 전달 연구 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Raf1-S621 Rabbit mAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5894
GeneID	5894
면역원	인간 Phospho-Raf1-S621 (P04049)의 S621 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 백(Ice bag)