

Anti-Phospho-Raf1 (Ser621) Rabbit Polyclonal Antibody - P04049

품목 번호: CM0001876



소개

Ser621에서 인산화된 Raf1에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블랏, 면역침전, ELISA에 대해 검증되었습니다. MAPK 신호 전달 및 암발생의 핵심 키나아제인 인간 Raf1을 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Raf1-S621 Rabbit pAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5894
GeneID	5894
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Phospho-Raf1-S621 (NP_002871.1)의 S621 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백