

Anti-Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8N122

품목 번호: CM0000850



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인산화 Raptor (Ser792)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스에서 검증되었으며, 이 항체는 mTORC1 경로 활성화를 모니터링합니다. 암 대사 및 세포 성장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit pAb
비고/별칭	KOG1; Mip1; Phospho-Raptor-Ser792
종	사람(Human)
GeneID (사람)	57521
GeneID	57521
면역원	사람 RPTOR (NP_065812.1)의 S792 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8N122
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)